

Neobone®

Firma Bioceramed, Portugal

Neobone® ist ein resorbierbarer, synthetischer, biphasischer Knochenersatz, besteht aus einer zweiphasigen Mischung aus 75 % Hydroxylapatit und 25 % β -TCP und stellt einen guten Kompromiss zwischen mechanischen Eigenschaften und Resorptionsrate dar.

Neobone® ist ein poröses Transplantat mit vernetzter Porosität, das die Vaskularisierung und Besiedlung des Transplantats durch Knochenzellen fördert.

Neobone® ist röntgendicht, was die Überwachung des Regenerationsprozesses ermöglicht.



Neobone® ist in einer Reihe von Formen erhältlich - darunter Blöcke, Keile, Zylinder und Granulate - um verschiedenen klinischen Bedürfnissen und anatomischen Stellen gerecht zu werden.

Eigenschaften

- Osteoleitfähig
- Porosität > 40 % (50-60%)
- Makroporengröße > 500 μ m
- Mikroporengröße < 10 μ m
- Ungleiche Oberfläche
- Druckfestigkeit > 10,0 MPa
- Radiopaque

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung/Abpackung	Preis Netto
Neobone®	GN405	Granulat 0,5 - 1,0 mm, 0,5 g, 30% β -TCP + 70% HA	49,00
Neobone®	GN410	Granulat 0,5 - 1,0 mm, 1,0 g, 30% β -TCP + 70% HA	79,00
Neobone®	GN420	Granulat 0,5 - 1,0 mm, 2,0 g, 30% β -TCP + 70% HA	119,00
Neobone®	GN505	Granulat 1,0 - 2,0 mm, 0,5 g, 30% β -TCP + 70% HA	49,00
Neobone®	GN510	Granulat 1,0 - 2,0 mm, 1,0 g, 30% β -TCP + 70% HA	79,00
Neobone®	GN520	Granulat 1,0 - 2,0 mm, 2,0 g, 30% β -TCP + 70% HA	119,00

Preisangaben unverbindlich, netto!
Aktuelle Preise, Lieferzeiten und
evtl. weitere Auswahl auf Anfrage.

Tel: 039401-530000
info@shared-implantology.gmbh

SHARED IMPLANTOLOGY