

T-Barrier-Membrane® Collagene

Firma B&B Dental, Italien

Die Kollagen-T-Barrier-Membrane ist eine resorbierbare, equine Kollagen-Membran. Sie kann leicht auf der gewünschten Stelle platziert werden und erfordert keine Fixierung. Die Membran bietet eine perfekte Grundlage für die Heilung von Hart- und Weichteilen und schafft eine günstige Umgebung für die Knochenregeneration, da sie das Wachstum osteogener Zellen an der Stelle ermöglicht und unerwünschte Zellmigrationen vermeidet. Es kann auch als lokaler Hämostat verwendet werden.



T-Barrier Collagen hat auch die Fähigkeit, als ausgewogene Barriere mit kontrollierter Resorption zu fungieren, um eine entzündliche Reaktion im Weichgewebe zu vermeiden.

Kollagen-T-Barriere-Membranen sind Membranen, die sowohl zur Abdeckung an Implantaten, als auch zum Schutz vor periimplantären Knochendefekten, oder zur Behandlung kleiner Knochendehiszenzen verwendet werden können. Sie können auch verwendet werden, um kleine Risse in der Sinusmembran zu reparieren, sowie das Zugangsfenster beim Sinuslift zu bedecken. Sie werden auch verwendet, um Hohlräume nach der Extraktion zu schützen, da sie die Heilung verbessern und beschleunigen und gleichzeitig den Platz erhalten.

Die wichtigsten Eigenschaften der Membranen sind:

- equines Atellokollagen vom Typ I
- Sicher und biokompatibel
- Einfach anzuwenden
- Vollständige Resorption innerhalb von 4 bis 6 Wochen

Bezeichnung	Artikel-nummer	Beschreibung/Abpackung	Preis Netto
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223	Kollagen-Membran 23 x 23mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	119,00
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223/1	Kollagen-Membran 10 x 10mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	59,00
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223/2	Kollagen-Membran 10 x 20mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	89,00
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223/3	Kollagen-Membran 15 x 20mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	109,00
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223/4	Kollagen-Membran 30 x 20mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	149,00
T-Barrier Collagene Membrane®	B-00223/5	Kollagen-Membran 30 x 40mm, 2 Stück, einzeln steril verpackt	199,00

Preisangaben unverbindlich, netto!
Aktuelle Preise, Lieferzeiten und
evtl. weitere Auswahl auf Anfrage.

Tel: 039401-530000
info@shared-implantology.gmbh

SHARED IMPLANTOLOGY