


Titan-T-Barrier-Membrane® Titanium


Firma B&B Dental, Italien

Titan-T-Barriere-Membranen sind Titangitter, die mit einer Befestigungsschraube am Implantat befestigt sind, um zu verhindern, dass es sich innerhalb des Sinus verschiebt.

Sie werden mit Osteosyntheseschrauben am Knochen befestigt, um die Regenerationsmaterialien an Ort und Stelle zu halten. Diese Gitter lassen sich leicht in eine Form biegen, die zum Kieferknochen passt.



Die Osteosyntheseschrauben werden verwendet, um alle (Titan und Kollagen) T-Barrier-Membrane zu fixieren.



Bezeichnung	Artikel-nummer	Beschreibung/Abpackung	Preis Netto
T-Barrier Titanium Membrane®	00532	Titan-Mesh Membran 29 x 24 mm, 2 Stück, ohne Platzhalter	99,00
T-Barrier Titanium Membrane®	00532/3, 4, 5	Titan-Mesh Membran, 1 Stück, div. Formen	59,00
T-Barrier Titanium Membrane®	00532/1,2,10,12	Titan-Mesh Membran, 1 Stück, div. Formen	89,00
Osteosynthese Schraube	00391	Titan, Länge 5 mm, 4 Stück	89,00
Osteosynthese Schraube	00392	Titan, Länge 8 mm, 4 Stück	89,00

Preisangaben unverbindlich, netto!
Aktuelle Preise, Lieferzeiten und
evtl. weitere Auswahl auf Anfrage.

Tel: 039401-530000
info@shared-implantology.gmbh

SHARED IMPLANTOLOGY