

# Bestellformular Matrizen Kugel $\varnothing$ 1,8 Mini- + einteilige Implantate **Trias<sup>®</sup>**

fax 039401-164999  
fon 039401-530000  
e-mail mail@shared-implantology.gmbh  
Internet www.shared-implantology.gmbh  
Stand 01.06.2019

Praxisstempel

Tragen Sie einfach in die hellen, freien Felder die gewünschte Anzahl ein

Die Matrizen passen auf alle Trias<sup>®</sup> und ix2<sup>®</sup> Abutment sowie alle einteiligen Trias<sup>®</sup> Implantate mit einem Kugel  $\varnothing$  von 1,8 mm

Implantat- $\varnothing$ Gingivahöhe	$\varnothing$ 2,5 2 mm	$\varnothing$ 2,5 4 mm	€	$\varnothing$ 3,3 0,5 mm	$\varnothing$ 3,3 2 mm	$\varnothing$ 3,8 0,5 mm	$\varnothing$ 3,8 2 mm	€
Länge								
6 mm						380605bmin	380620bmin	74,00
8 mm				330805bmin	330820bmin	380805bmin	380820bmin	74,00
10 mm	251020bmin	251040bmin	69,00	331005bmin	331020bmin	381005bmin	381020bmin	74,00
12 mm	251220bmin	251240bmin	69,00	331205bmin	331220bmin	381205bmin	381220bmin	74,00
14 mm	251420bmin	251440bmin	69,00	331405bmin	331420bmin	381405bmin	381420bmin	74,00

Artikelbezeichnung	Bild		Abmessungen			€		
Mini Implantat Ball Kugel $\varnothing$ 1,8 mm einteilige Implantate Ball			$\varnothing$ 2,5	GH 2 und 4	L 10, 12, 14	69,00		
			$\varnothing$ 3,3	GH 0,5 und 2	L 8, 10, 12, 14	74,00		
			$\varnothing$ 3,8	GH 0,5 und 2	L 6, 8, 10, 12, 14			
KAH INOX-Gehäuse für Matrize KST (2 Stck./Pkg.)		240022003	19,16€	KAH Matrize-Set KST, rosa (mittel, 750-850g) (6 Stck./Pkg.)		240307503	31,52€	
KAH Matrize-Set KST, gelb (weich, 450-500g) (6 Stck./Pkg.)		240317503	31,52€	KAH Matrize-Set KST, weiß (hart, 1000-1100g) (6 Stck./Pkg.)		240327503	31,52€	
KAH Matrize-Set KST, grün (resilierend, Soft) (6 Stck./Pkg.)		240337503	31,52€	KAH Arbeitsmatrizen-Set KST, schwarz (6 Stck./Pkg.)		240547503	31,52€	
Prothetik-Set chairside 2x rosa Matrizen + 1x INOX-Gehäuse f. 1,8mm Kugel			241189803	23,00€	Prothetik-Set Labor je 1x rosa, weisse, schwarze Matrize + 1x INOX-Gehäuse		241199803	29,00€
Mini Ball Abdruckkappe KST		86033bmin	10,00€	Scan- Modellierkappe KST		86133bmin	14,00€	
Mini ball Modellanalogue $\varnothing$ 2,5 / Kugel $\varnothing$ 1,8		92000bmin	18,00€	Mini ball Modellanalogue $\varnothing$ 3,3/3,8 / Kugel $\varnothing$ 1,8		92033bmin	18,00€	

Alle Preise verstehen sich in € ohne MwSt., frei Lager. Bitte beachten Sie die Packungsgrößen. Alternativen auf Anfrage!