

# Bestellformular-Prothetik

## Equator®-Abutment *Trias®* und *ixx2®*

Praxisstempel

fax 039401-164999  
 fon 039401-530000  
 e-mail mail@shared-implantology.gmbh  
 Internet www.shared-implantology.gmbh  
 Stand 01.06.2019

Wesentliche Angaben sind für uns Durchmesser und Gingivahöhe (soweit zutreffend).

Artikelbezeichnung		Anzahl	Anzahl	Anzahl	€	
Universaleindrehhilfe	 molar 142331tra		 normal 140331tra		 lang 141331tra	35,00
Drehmomentratsche 40Ncm Bestellnummer: ZT_27034		empfohlenes Drehmoment für Equator-Abutment 25 Ncm				149,00
Universalinstrument Bestellnummer: 4851C		zum Einsetzen und Entfernen der Matrizen				39,00
Modellanalog Set Bestellnummer: 144AE		2 Stück				38,00
Abdruckkappe Set Bestellnummer: 044CAIN		2 Stück				25,00

Artikelbezeichnung		ø3,3	ø3,8	ø4,4	ø5,0	€
Equator®Pfosten Höhen: 0,5/1/2/3/4/5/6/7 mm	 030SDxxx*	bitte Höhe + Anzahl angeben	bitte Höhe + Anzahl angeben	bitte Höhe + Anzahl angeben	bitte Höhe + Anzahl angeben	80,00
OT-Equator gießbar	 151SS	2x Patrizie Kunststoff zur indiv. Herstellung z.B. Wurzelkappen				20,00
OT-Equator Set gießbar	 092ECQ	Set bestehend aus je 2x Inox-Gehäuse, 2x Patrizie Kunststoff, je 2x Matrizen soft (rosa), standard (weiss)				50,00
Prothetikset Standard	 192ECE	Set bestehend aus je 1x Inox-Gehäuse, Arbeitsmatrize, Platzhalter, Matrizen „extra-soft, soft, standard, stark“				38,00
Prothetikset Smart-Box	 355SBC	Set bestehend aus je 1x Smart-Box-Gehäuse m. schwarzer Positioniermatrize, Platzhalter, Matrizen „extra-soft, soft, standard, stark“				45,00
Matrizen - Set „stark“	 140CEV	4x Matrizen, violett, 2700g Abzugskraft				28,00
Matrizen - Set „standard“	 140CET	4x Matrizen, weiß, 1800g Abzugskraft				28,00
Matrizen - Set „soft“	 140CER	4x Matrizen, rosa, 1200g Abzugskraft				28,00
Matrizen - Set „extra-soft“	 140CEG	4x Matrizen, gelb, 600g Abzugskraft				28,00
Gehäuse Inox	 41CAE	2x Gehäuse Inox				20,00
Set Arbeitsmatrizen für Gehäuse Inox	 140CEN	4x Arbeitsmatrizen, schwarz				14,00
Smart-Box-Gehäuse mit Positionierkappe	 330SBE	1x Smart-Box-Gehäuse mit schwarzer Positionierkappe				25,00
Set Positionierkappen für Smart- Box-Gehäuse	 335CSB	4x Smart-Box-Positionierkappen				16,00

Alle Preise verstehen sich in Euro, netto, frei Lager. Bitte beachten Sie die Packungsgrößen. Alternativen auf Anfrage!

\* Die Artikelnummern sind abhängig von Durchmesser und Gingivahöhe. Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns.