


HARMONIC TECHNOLOGY

Germany

Instrumente für die Chirurgie und Zahnarztpraxis - Geräte für die Labortechnik



Niederlassung Deutschland/Reparaturservice:

Doc Pro Dental
Sponholzstrasse 5
12159 Berlin

Vertrieb:



Shared Implantology GmbH - Breite Straße 3b - 38838 Schlanstedt
Tel.: 039401 - 530000 Fax: 039401 - 164999
info@shared-implantology.gmbh
www.shared-implantology.gmbh



Perfect Combination

Die perfekte Kombination - für alle klinischen Anwendungen

Electric micromotor combine with all kinds of contra angles and straights to make wider Clinical Application



Contra Angles: General Application

Austauschbare Köpfe für Endodontie, Prophylaxe und generelle Anwendungen

Heads For Endodontic Application



Code: EN

For engine file, 60° Reciprocating Motion, push button
Recommended Max 3000rpm



Code: UD

For hand file, Vertical Reciprocating Motion,
push button, stroke: 0.4mm
Recommended Max 3000rpm



Heads For Propy Application



Code: POL

For Screw-in cups & brushes, 360° rotation
Recommended Max 4000rpm



Heads For General Application



Code: FG

For FG burs 1.60mm, Push button, 360° rotation
Recommended Max 27,000rpm



Code: RA

For RA Burs 2.35mm, Push button, 360° rotation
Recommended Max 27,000rpm




KAVO

Compatible with

SET Model No.: STAR H202PB-M4, STAR H202P-M4, STAR H202P-B2

**E-Type
Internal Water Spray**



HARMONIC
TECHNOLOGY



**Winkelstück Chirurgie mit Außenkühlung
20 : 1**

1CAP(R20)
außengeführte Kühlungszufuhr
ohne LED 449,- €

2CAP(B)(R20) (B = Beleuchtung)
komfortable innengeführte Kühlungszufuhr

ohne LED 489,- €
mit LED 589,- €

12 Monate Herstellergarantie + 6 Monate
Kulanzreparatur (nur Materialpreis)

Winkelstück für austauschbaren Kopf

interne Wasserführung, kompatibel m. Kavo, jeweils
mit oder ohne LED

2CAP

(R4) (R16)
1 : 1 oder 4 : 1 oder 16 : 1

ohne LED je 359,- €
mit LED je 459,- € (B) Beleuchtung

-> Köpfe für Endo, Prophylaxe, generelle
Anwendungen

je 98,- €

12 Monate Herstellergarantie + 6 Monate
Kulanzreparatur (nur Materialpreis)

Winkelstück rot 1:5

2CAP(B)(I5)

(B) Beleuchtung

ohne LED 629,- €
mit LED 729,- €

2CAP(B)(I45) Winkelstück rot 1:5

(B) Beleuchtung

45° Kopfabwinklung

ohne LED 759,- €
mit LED 859,- €

6 Monate Herstellergarantie + 6 Monate
Kulanzreparatur (nur Materialpreis)

Verändern Sie die Geschwindigkeitsreglung von Handdrehknopf auf Touch-Bedienfeld - ein Upgrade für ein leichteres Arbeiten!

Unkomplizierter Umbau; das Panel verriegelt automatisch, wenn der Mikromotor arbeitet, damit es nicht zu Fehlfunktionen kommt.

Upgrade Speed regulation from by hand rotary knob to by Touch Control Panel



BRUSHLESS



4U0



4U1



Compatible with KAVO's Electric Micromotor
和卡瓦电动马达互换




4U2

Plus



Touch Control Panel for Choice:



a

Size: 5.5x13cm



c

Size: 7.5x12cm



d

Size: 7.5x12cm

Code : 4U0 Plus

Code : 4U1 Plus

Code : 4U2 Plus

Feature: Speed regulated by Touch Control Panel, Bur speed displays, Working state memory function M1 & M2; Automatically lock the panel when micromotor is working, lest misoperation!



4U1 und
4U1 Plus (mit Beleuchtung)
Antriebskomponente



leistungsstarker Mikromotor für KaVo
inkl. Schlauch und Steuerung

899,- €
949,- € (mit Beleuchtung)

4U2 und
4U2 Plus (mit Beleuchtung)
Antriebskomponente

leistungsstarker Mikromotor,
inkl. Schlauch und Steuerung

749,- €
799,- € (mit Beleuchtung)




 **BRUSHLESS**

 **BRUSHLESS**

Austauschmotor für
4U1 und
4U1 Plus (mit Beleuchtung)

leistungsstarker Mikromotor für KaVo

398,- €
498,- € (mit Beleuchtung)





Compatible with KAVO's
Electric Micromotor

Stone 102EM
Technik-Laboreinheit
Motor mit Handstück sowie
Fußanlasser

598,- € Einführungspreis


Model/型号: STONE 102EM
Auto Cruise Function
Forward/Reverse Switchable.
Stepless Speed Control
自动巡航功能, 正反转可调
无级变速

BRUSHLESS





Bitte Kupplung und Design s. folgender Kombinationsmöglichkeiten angeben!





ultraleichtes Lichthärtegerät mit Aluminiumgehäuse
(160g)

Moon H100A

einfache Bedienung, kabellos
Einstellungen: Lichthärte, Softstart, Impuls
Arbeitszeit einstellbar von 5s - 40s

98,- €

(Abmessungen ca. ø 23 mm x L 160 mm)

klassisches, langlebiges Lichthärtegerät
(250g)

Moon H200B

einfache Bedienung, kabellos
Einstellungen: Lichthärte, Softstart, Impuls
Arbeitszeit einstellbar von 5s - 60s

98,- €


(Abmessungen ca. ø 33 mm x L 250 mm)



Oral Camera Image System

Intraoralkamera mit Bildschirm und Halterung

698,- €



Modell A1: XH-SW30
Modell B1: XH-SW30Y (wifi)
Specification:
Pixels:5 Mega Pixels
Focal Distance:3-50mm,Auto Focus
Image Sensor: 1/4 SONY HAD CCD
Handpiece:6 pieces of LED Lights
Signal System:NTSC/PAL



A1



B1



TUV SUD CERTIFICATE CERTIFICADO CERTIFICAT CERTIFIKAT CERTIFICATE 證書 認證證書 44.07.17



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V
(Devices in Class IIa, IIb or III)
No. G2 094483 0002 Rev. 00

Manufacturer: **Guangdong Harmonic Medical Co., Ltd**
The Third Floor A, Building Nan
No.9 of North Park East Road, Shishan Town
Nanhai District
528225 Foshan, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Guangdong Harmonic Medical Co., Ltd
The Third Floor A, Building Nan, No.9 of North Park East Road,
Shishan Town, Nanhai District, 528225 Foshan, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product Category(ies): **Dental Electric Motor, Apex Locator,
Integral Dental Unit, Dental Turbine
Handpiece, Oral Suction System**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for manufacture and final inspection of the respective devices / device categories in accordance with MDD Annex V. This quality assurance system conforms to the requirements of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class IIb and III devices an additional Annex III certificate is mandatory. See also notes overleaf.

Report No.: GZ1720601

Valid from: 2018-08-29
Valid until: 2023-08-28

Date, 2018-08-29

S. Preiß
Stefan Preiß

Page 1 of 1
TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body with identification no. 0123

TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany



Product Service

Certificate

No. Q6 094483 0001 Rev. 00

Holder of Certificate: **Guangdong Harmonic Medical Co., Ltd**
The Third Floor A, Building Nan
No.9 of North Park East Road, Shishan Town
Nanhai District
528225 Foshan, Guangdong
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Facility(ies): Guangdong Harmonic Medical Co., Ltd
The Third Floor A, Building Nan, No.9 of North Park East Road,
Shishan Town, Nanhai District, 528225 Foshan, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Production and Distribution of Dental Electric
Motor, Apex Locator, Integral Dental Unit, Dental
Turbine Handpiece, Oral Camera, Light Curing Unit,
Oral Suction System**

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system (excluding subclause 7.3), which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

Report No.: GZ1720601

Valid from: 2018-08-29
Valid until: 2021-08-28

Date, 2018-08-29

S. Preiß
Stefan Preiß

Page 1 of 1
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

